

MACRO Light



MACRO Light:

Hochleistungs-Metall-Halid-Kaltlichtquelle 270W
Extreme Beleuchtungsleistung auf Kleinflächen
Ideale Beleuchtung für Makro-Anwendungen
250 cm Flüssigkeitslichtleiter

MACRO Light

Hochleistungs-Kaltlichtquelle

Extensions:

Ausgestattet mit optional erhältlichen Staboptiken
kann das MACRO Light als lichtstarkes Endoskop
eingesetzt werden.

Systeme

MACRO Light

Makro-Beleuchtung

Leistung	270 W
Leuchtmittel	HTI Brenner
Flüssigkeitslichtleiter	250 cm
Farbtemperatur	5600 k
Betriebsspannung	200 - 230 VAC
Abmessungen	420 x 210 x 390 cm, 6,2 kg
Zubehör:	Staboptiken / Endoskope



Imaging Solutions GmbH
Professional Imaging & Light Solutions

Arbachtalstrasse 6, 72800 Eningen u. A., Germany

Telefon: +49 7121 680853 - 0 Telefax: +49 7121 680853 - 9

Email: info@imaging-solutions.de

www.imaging-solutions.de